

Малогобаритный косметологический аппарат

JKL-200

Техническое описание

JKL-200 – портативный косметологический аппарат, отлично подходит для небольших косметологических кабинетов и студий эпиляции.

Аппарат предназначен для оказания следующих косметологических услуг: эпиляция, удаление пигментных пятен, омоложение кожи, удаление сосудистых звездочек, лечение акне, быстрое удаление волос SHR, а также создания комбинированных и авторских методик, основанных на этих услугах.

Аппарат имеет сенсорный 7.5" экран и простой графический интерфейс с набором предустановленных настроек, а также возможность ручного управления режимами работы, позволяющая проводить тонкую настройку параметров в случае необходимости.

Регулируемый угол наклона экрана в пределах 0-110° позволяет устанавливать аппарат на подставку любой высоты без потери обзорности экрана. Аппарат оборудован ключевым выключателем, для исключения несанкционированного доступа к аппарату неподготовленного персонала, а также кнопкой аварийного выключения питания (на случай, если руки заняты).

Внешний вид и элементы управления

Элемент		Назначение
1	Монитор	Сенсорный монитор управления системой
2	OPT-E	Манипула OPT-E
3	Разъем	Разъем подключения манипулы OPT-E
4	Выключатель	Ключевой выключатель
5	Аварийный выключатель	Кнопка аварийного выключения, позволяет отключить аппарат даже если руки заняты.



Рис. 1. Внешний вид и элементы

управления.

Комплект поставки.

Элемент		Назначение
1	Очки пациента	Непрозрачные защитные очки пациента в футляре
2	Ключи	Набор ключей для выключателей



Рис. 2. Очки пациента, ключи.

Элемент		Назначение
1	Очки оператора	Защитные очки оператора в футляре



Рис. 3. Очки оператора.

Элемент		Назначение
1	Набор фильтров	Фильтры для манипулы OPT-E, в базовом комплекте 640, 530 и 480 нм.



Рис. 4. Фильтры OPT-E.

Элемент		Назначение
1	Воронка	Воронка для наполнения контура охлаждения.



Рис. 5. Воронка.

Технические характеристики.

Характеристика		Значение
1	Питание	220В 50/60Гц
2	Система охлаждения	Комбинированная: воздушная, водяная, полупроводниковая
Характеристики OPT-E		
3	Размер пятна	15 x 50 мм ²
4	Энергия IPL импульса	1-50 Дж/см ² , шаг регулировки 1 Дж/см ²
5	Энергия RF	0-20 Дж/см ² , шаг регулировки 1 Дж/см ²
6	Количество импульсов в серии	1-6, шаг регулировки 1
7	Частота импульсов в режиме SHR	1-6 Гц, шаг регулировки 1 Гц
8	Продолжительность импульса	0.1–1 мс, шаг регулировки 0.01 мс
9	Температура охлаждения манипулы	до -10°C
10	Ресурс лампы, не менее	100 000 импульсов в режиме SHR
10	Мощность импульсного блока	2000 Вт

Сведения об упаковке

- размеры без упаковки 130 x 68 x 60 см;
- размер упаковки 135 x 52 x 62 см;
- вес брутто 28 кг.

Информация для заказа

Артикул: JKL-200

Поставщик прибора на территории России:

ООО «Джей Кей Лазер» : г.Челябинск, ул. Чичерина, д.33

Тел. (499) 110-57-74

Email: sale@beautyi.ru

Site: www.jklasers.ru